



# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Violet
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE

#### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

#### AVANTAGES

- Persistance exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties


**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général  
 spécialement Chirurgie générale  
 Chirurgie gastro-intestinale  
 Chirurgie ophtalmologique  
 Chirurgie orthopédique  
 Fermeture de la paroi abdominale  
 Gynécologie  
 Chirurgie plastique  
 Urologie

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
 Neurochirurgie  
 Prothèses


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis.


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

#### RÉSISTANCE À LA TRACTION



#### RÉSORPTION



 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i> 13600015

 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------


Ligapack



















2 3/0 250 cm *violet* 13200025






 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------







1/2 circle

















HR 9 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070109
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> 13050113
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200122
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350126
HR 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300126
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350130
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300130
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400130
HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500140
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300136
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400136
HR 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500140
HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500148



 <b>Round bodied taper point</b>		<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
<b>3/8 circle</b> 	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150217



 <b>Round bodied taper point double armed</b>		<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
<b>1/2 circle</b> 	2 x HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
	2 x HR 17 mm 	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117-2
	2 x HR 26 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13200126-2



 <b>Round bodied taper point double armed</b>		<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
<b>3/8 circle</b> 	2 x DR 9 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070209-2
	2 x DR 10 mm 	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050210-2
		0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050213-2
	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100213-2
		0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050217-2
	2 x DR 17 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13150217-2



 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
<b>1/2 circle</b> 	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500950
	HR 65 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400965

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 13071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>violet</i> 13101516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i> 13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201519
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519VB
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i> 13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301524
3.5		0	75 cm	<i>violet</i> 13351524	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540
	DS 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401548

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
	HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300526
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400540

 Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
	HRB 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850