



SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie plastique
 Chirurgie ophtalmologique
 Gynécologie
 Obstétrique
 Chirurgie orthopédique
 Urologie

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
 Grande flexibilité
 Résistance à la traction élevée
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point








1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136








Round bodied taper point




		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 40 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
	HR 45 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
	HR 60 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
4		1	75 cm	<i>violet</i>	15400160	
5		2	90 cm	<i>violet</i>	15500160	
HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165	
HR 80 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180	
	5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180	























Round bodied taper point double armed





		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

	Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	 HR 45 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 15350945
	 HR 65 mm	5	2	240 cm	<i>violet</i> 15500965

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
5/8 circle 	 FR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200326
	 FR 27 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350327

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	 DR 9 mm	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i> 15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> 15050209
	 DR 13 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150213
		 DR 17 mm	1	5/0	75 cm
	1.5		4/0	45 cm	<i>violet</i> 15150217
	 DR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150222
	 DR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200222
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400230
	 DR 32 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350232

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412	
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417	
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422	
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423	
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426	
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430	
		HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
	HS 40 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436	
		HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440	
		HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201516



Reverse cutting

Metric

USP




Length










Order number




DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301519
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301530-90
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351530-90
DS 30 mm Easy Pass		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401530-90
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545





3/8 circle










 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i> 15701580





 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300530
	HRT 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400530
	HRT 40 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350536
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400536
4			1	90 cm	<i>violet</i> 15400540	
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 15500540	
		8	6	150 cm	<i>violet</i> 15800548	




 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200417

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100530-0413
	1/2 circle 					

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351840
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845	

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

 Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
	MDR 6.4 mm 150µm 	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087